

In Fröhlichkeit
den Menschen dienen



Allgemein öffentliches Krankenhaus
Elisabethinen Linz

Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik (IMCL)

Präanalytik Knochenmark

Knochenmark in eine unbehandelte 20 ml-Injektionsspritze aspirieren, Aspirat sofort auf einen Objektträger spritzen und mindestens 6 möglichst dünne Ausstriche anfertigen (Aspirat für Morphologie immer als Erstes entnehmen); für die Durchflusszytometrie wird heparinisieretes KM benötigt (0,5 ml Heparin pro 5 ml KM).